





DESIGN AT ITS BEST

...für mehr Freude beim Röntgen!

Kentzler-Kaschner Dental GmbH – Produktmodifikation 2020 KKD® RWT® Röntgenhaltersysteme mit „neuen Bissplatten“

Die zunehmende Nutzung von digitalen Speicherfolien zur Erstellung von Röntgenaufnahmen in der Zahnarztpraxis hat uns dazu inspiriert, unsere Bissplatten für eine schonende Nutzung von Speicherfolien und Röntgenfilmen verschiedener Hersteller neu zu konzipieren. Eine **einzigartige Fixierlippe** ermöglicht ein vereinfachtes und komfortables Fixieren von Speicherfolien und Röntgenfilmen, ohne Beschädigung des Speichermediums.

Die RWT® Bißplatten (Anterior, Posterior und Posterior small) sind anwenderfreundlich auf der Rückseite des Halteschilds mit der **Größenangabe** der zu verwendenden Speicherfolien und Röntgenfilme versehen und für den jeweiligen Anwendungsbereich **farbcodiert**.



Das neue, auf die Führungsstangen angepasste und spezifizierte Lochdesign ermöglicht ein **einfaches Aufstecken und Lösen** der Aufbissplatten von der Führungsstange.

Die neuen RWT® Bißplatten in der Ausführung „**Posterior SMALL**“ (Größe 0/1) erleichtern dem Praxispersonal die Erstellung von Röntgenaufnahmen bei Kindern und im flachen Gaumen-/ hohen Mundbodenbereich.

Beim Design der neuen Bissplatten wurde ein besonderer Wert darauf gelegt, dass die Kantenbereiche möglichst großzügig und angenehm für den Patienten abgerundet sind.

Alle KKD® RWT® Bissplatten sind mit den seitherigen Haltersystemen von KKD® kompatibel nutzbar und können zur Nachrüstung in Packungen mit je 8 Stück separat erworben werden!

Ab 01. Juni 2020 sind folgende RWT® Röntgenhaltersortimente und Bissplatten für die RWT® Rechtwinkel-/ Paralleltechnik mit Speicherfolien und Röntgenfilmen **neu** erhältlich!



NEU

RWT® COLOR Grundausstattung

Komplettsortiment zur Erstellung von Front-, Seitenzahn- und Bissflügelaufnahmen

- Inhalt:
- 4 Visierringe (1x Anterior, 1x Bitewing, 2x Posterior)
 - 4 Führungsstangen (1x Anterior, 1x Bitewing, 2x Posterior)
 - 18 Bissplatten (6 St. von Anterior, 6 St. von Posterior, 2 St. von Posterior small, 2 St. von Bitewing 3x4, je 1 St. von Bitewing 2,7x5,4 und 2x3)

REF 054015



REF 054005
Nach dem 31.12.2020 nur noch solange Vorrat reicht!



NEU

RWT window x-ray® COLOR SAFETY

Grundausstattung mit Bleiblenden 3x4 für Front- und Seitenzahnaufnahmen.

- Inhalt:
- 3 Visierringe (1x Anterior 3x4, 2x Posterior 3x4)
 - 3 Führungsstangen (1x Anterior, 2x Posterior)
 - 16 Bissplatten (1x SAFETY Set Ant./Post., 4 St. Anterior, je 2x Posterior & Posterior small)

REF 054905



REF 054805
Nach dem 31.12.2020 nur noch solange Vorrat reicht!



NEU

RWT window x-ray® COLOR SAFETY PLUS

Profiausstattung mit Bleiblenden 3x4 und 2x3 für Front- und Seitenzahnaufnahmen.

- Inhalt:
- 5 Visierringe (1x Anterior 3x4, 1x Anterior 2x3, 2x Posterior 3x4, 1x Posterior 2x3)
 - 3 Führungsstangen (1x Anterior, 2x Posterior)
 - 16 Bissplatten (1x SAFETY Set Ant./Post., 4 St. Anterior, je 2x Posterior & Posterior small)

REF 054915



REF 054815
Nach dem 31.12.2020 nur noch solange Vorrat reicht!

NEU



Bissplatte Anterior blau
Größe 0 / 1 / 2
8 St.

REF 05406

Nach dem 31.12.2020 nur noch solange Vorrat reicht!



Bissplatte Anterior blau
Größe 0 / 1 / 2
8 St.

REF 05410

NEU



Bissplatte Posterior gelb
Größe 2
8 St.

REF 05407

Nach dem 31.12.2020 nur noch solange Vorrat reicht!



Bissplatte Posterior gelb
Größe 2
8 St.

REF 05411

NEU



Bissplatte Posterior gelb Small
Größe 0 / 1
8 St.

REF 05408

Diesbezüglich werden einige RWT® Sortimente und Bissplatten zum 31.12.2020 aufgekündigt und durch neue Ausführungen bei den „RWT® Röntgenhaltersets und Bissplatten“ ersetzt. Bitte beachten Sie hierzu die Artikelnummern in der oben aufgeführten Gegenüberstellung!