

Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur
Technology for dental perfection – inspired by nature



Kids

Demonstration, Motivation Demonstrating, motivation	38
Abformlöffel, Spezialspiegel Impression trays, Special mirrors	39
Schutzbrillen Protection glasses	40
Zahnzangen Extracting forceps	41
Kofferdamtechnik Rubber Dam Technique	42





Übergroßes Zahnputzmodell mit Zahnbürste
Oversized teethbrushing model with toothbrush

Zum Demonstrieren des richtigen
Zähneputzens
Breite 14 cm
Höhe 11 cm
Tiefe 17,5 cm (ohne Bügel 11 cm)

For demonstrating the correct
teeth-cleaning
breadth 14 cm
height 11 cm
depth 17,5 cm (without bow 11 cm)



REF 09449



KKD® Motivationspiegel
KKD® Motivation mirrors

Erhältlich in vier verschiedenen Farben
available in four different colours
blau/ blue REF 44250B
weiß/ white REF 44250W
gelb/ yellow REF 44250Y
grün/ green REF 44250G



KKD® Milchzahndosen
KKD® Baby Teeth Box

Set mit 10 Stück in 5 verschiedenen Farben –
pro Farbe 2 Stück. Mit Bändern.
Set with 10 pcs. in 5 different colours –
2 pcs. each. With cords.
REF 44260

KKD® Abformlöffel mit Retentionsrand für die Kieferorthopädie KKD® Impression trays with retention rim for Orthodontia

Hochwertige Qualitätsabformlöffel aus Edelstahl mit laserverschweißtem Retentionsrand zur sicheren Abdrucknahme ohne Verwendung von schwer zu entfernenden Adhäsiven. Die Abformlöffel können problemlos im Ultraschallgerät gereinigt werden, sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar. KKD® Abformlöffel sind formschön, robust und langlebig; sie überzeugen durch ein exzellentes Oberflächenfinish!

Top-quality stainless steel impression trays with laser fused retention rim for secure impression taking without using adhesive agents which are hard to remove. The impression trays are suited for ultrasonic cleaning, they are also thermodesinfectable and sterilisable. KKD® impression trays are perfectly designed, robust and long-lasting with excellent surface finish!



Ausführung „solide“/ „solid“

Leicht zu reinigender, geschlossener Abformlöffel. Ideal für die Korrekturabdrucknahme mit Abformmassen aller Art.
Solid, easy to clean impression tray. Perfectly suited for corrective impression taking with all kinds of impression materials.

UK- 15 L REF 00294
UK- 16 M REF 00295
UK- 17 S REF 00296

OK- 15 L REF 00289
OK- 16 M REF 00290
OK- 17 S REF 00291

Satz mit 6 Löffeln/ Set with 6 trays

REF 00299S



Ausführung „perforiert“/ „perforated“

Abformlöffel mit erhöhter Retention durch Lochperforation. Ideal für Alginateabdrücke und Abformungen mit hohen Verbundanforderungen.
Impression tray with increased retention due to perforation. Best suited for alginate impressions and impressions which require best adhesion.


UK- 15 L REF 00283
UK- 16 M REF 00284
UK- 17 S REF 00285

OK- 15 L REF 00278
OK- 16 M REF 00279
OK- 17 S REF 00280

Satz mit 6 Löffeln/ Set with 6 trays

REF 00288S

Spezialspiegel | Special mirrors



Handgefertigt
handmade

- **Rhodium-**Oberflächenverspiegelung
- Klare, verzerrungsfreie Wiedergabe
- Nach allen Verfahren desinfizier- und sterilisierbar
- Ultraschall geeignet
- Resistent gegen chemische Einflüsse
- front-surface, **rhodium-**coated lens
- sharp, distortion-free reflection
- disinfected and sterilisable all procedures
- suitable for ultrasonic cleaning
- resistant to chemical influences

M0 14 mm Ø REF 44200
M1 16 mm Ø REF 44201
M2 18 mm Ø REF 44202



Schutzbrillen | Protection glasses

KKD® Anti-Fog „NEW STYLE“ Schutzbrillen „small“
Anti-Fog „NEW STYLE“ protection glasses „small“

Moderne Schutzbrille, beschlagfreie Polycarbonatscheibe rauchgrau mit UV-Schutz 400. Verringerung des Blendeffekts des OP-Lichtes – extrem leicht – 25 Gramm. Optische Güteklasse 1.

Fashionable protection glasses, fog-free polycarbonate lens in grey with UV-filter 400. Reduction of the dazzling effect of the operating light – very lightweight – 25 grams. Optical quality class 1.

Kids



rauchgrau/rot
smoky grey/red
REF 44220

CE EN 166 / EN 172



transparent/rot
clear/red
REF 44221

CE EN 166

KKD® Antibeschlaggel/ KKD® Anti-fog gel

Zur Erhöhung und Erhaltung des Beschlag-schutzes bei Korrektur- und Anti-fog Schutzbrillen nach der Desinfektion.
Für Glas, Plastik, Visiere, Lupen etc.

For increasing and maintaining the anti-fog coating of corrective- and Anti-fog protection glasses. For glass, plastics, visors, magnifiers etc.



25 ml
REF 00775



Information KKD® Schutzbrillen Anti-Fog

Information KKD® protection glasses Anti-Fog:

Bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien Desinfektionsmitteln. Bitte Packungsbeilage beachten!

Please note: disinfection only with alcohol-free disinfectant! Please read enclosed package leaflet!

Die Coole!



CE EN 166 / EN 172

KKD® „NEW STYLE“ Schutzbrille „small“
„NEW STYLE“ protection glasses „small“

Moderne Schutzbrille. Verringerung vom Blendeffekt des OP-Lichtes – extrem leicht – 25 Gramm.

Optische Güteklasse 1.

Fashionable protection glasses. Reduction of the dazzling effect of the operating light – very lightweight – 25 grams. Optical quality class 1.

rauchgrau/verspiegelt
smoky grey/mirrored
REF 44222

Kinderzahnzangen | Extracting Forceps for children

Robuste Zahnzangen mit präzise ausgearbeitetem Zangenmaul mit Haftprofil; Gelenk mit integrierter Teflonscheibe. Zwei Griffvarianten zur Auswahl: Rautengriff oder anatomischer Griff.

Robust extracting forceps with precisely finished beaks with non-slip profile, with teflon ring in the joint. Two different handle versions available: rhomb profile handle or anatomic handle.



Länge, je nach Form, zwischen 10–11 cm
Length, depending on the form, between 10–11 cm


KKD® Milchzahndosen s.S. 38
KKD® Baby Teeth Box page 38

OK-Schneidezähne
Upper Canines

OK-Prämolaren
Upper Premolars

OK-Molaren
Upper Molars

OK-Wurzeln
Upper Roots




137B
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11832
Anatomisch/ anatomic
REF 118832

139B
Standard/ standard
REF 11837
Anatomisch/ anatomic
REF 118837

3B
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11834
Anatomisch/ anatomic
REF 118834

51SB
Standard/ standard
REF 11836
Anatomisch/ anatomic
REF 118836



aufwendige
Kreuzverzahnung!
elaborated cross
toothing!

UK-Schneidezähne &
UK-Prämolaren
Lower Canines &
Lower Premolars

UK-Molaren
Lower Molars

UK-Wurzeln
Lower Roots



5B
Standard/ standard
REF 11835
Anatomisch/ anatomic
REF 118835

6B
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11830
Anatomisch/ anatomic
REF 118830

7B
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11831
Anatomisch/ anatomic
REF 118831



Kofferdamtechnik | Rubber Dam Technique

KKD® Sympatic Dam Premium

- 100% Naturlatex
 - puderfrei
 - hohe Belastbarkeit
 - hohe Reißdehnung
 - niedriger Proteingehalt
 - Zugfestigkeit: 24,0 MPa (min.)
 - Reißdehnung: 700% (min.)
 - Proteingehalt: weniger als 50 Microgramm/dm²
 - Pulver-Restmenge: weniger als 2,0 Milligramm pro Blatt
- 100% natural latex
 - powder-free
 - extremely resilient
 - high tear tolerance
 - low protein
 - longitudinal strength: 24.0 MPa (min.)
 - ultimate elongation: 700% (min.)
 - protein content less than 50 micrograms/dm²
 - powder residue: less than 2.0 milligrams per sheet



dünn/ thin mittel/ medium schwer/ heavy

REF 44111 REF 44112

REF 44100 REF 44101 REF 44102

geruchlos/ plain
blau/ blue

Mint
grün/ green

52 Blatt/ sheets (small)
130 x 130 mm (5" x 5")

Stärken (mm)/ Thicknesses (mm)	
dünn/ thin	0,14
medium/ medium	0,18-0,20
schwer/ heavy	0,22

KKD® Sympatic Dam

Kofferdam aus puderfreiem Latex

- extrem widerstandsfähig und reißfest
- hautfreundlich durch reduzierte Proteinkonzentration der Latexoberfläche
- in lichtgeschützter Vakuumverpackung
- hygienische und verlängerte Lagerung
- Bubble Gum
- puderfrei

Rubber Dam made of powder-free latex

- extremely resistant, tough and hard to tear
- protects against the natural decomposition due to air oxygen
- guarantees hygienic stocking
- in light-proofed vacuum packing
- for more hygienic and longer storage
- Bubble Gum
- powder-free

52 Blatt/ sheets (small)
130 x 130 mm (5" x 5")

Stärke (mm)/ Thickness (mm)	
medium/ medium	0,18-0,23

REF 44122

REF 44121

REF 44120

lila/ lilac

hellblau/ light blue

rosa/ pink

Metallrahmen nach Young Metal frame – type Young

- Sicheres Halten des Kofferdams
- schaffen geordnete und übersichtliche Platzverhältnisse
- keine Einschränkungen während der Behandlung
- holds the rubber dam firmly
- for a clear operating situation
- do not disturb during the treatment



Mit schwarzer
DLC Beschichtung!
with black
DLC coating!

Kindergröße/ for children
metallfarben/ metallic
schwarz/ black

REF 05819
REF 05819B

Klammersortiment/ Clamp Assortment KKD® „triColor Antireflect“

für CEREC-,
Mikroskop- und
Lupenverwender
for users of CEREC,
microscopes and magnifiers
Prämolar/ premolars: 00/2A/2AT
Molar/ molars: W3/3/8A/14/14A
REF 42199S

