

Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur
Technology for dental perfection – inspired by nature

Instrumententrays

Instrument trays 102–104

SteWaFix Instrumentenständer

SteWaFix Instrument racks 105

Reinigungslösungen

Cleaning agents 106

Spezialreinigungsbürsten


Special cleaning brushes 107

Schutzbrillen

Protection glasses 108–111

Studienmodell

Study Model 112



Instrumententrays | Instrument Trays

KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+ Multifunktionstray | multifunctional tray

Für die maschinelle Aufbereitung ... sicher und gründlich!

- schützt fragile Instrumente vor Beschädigungen
- aus Ultem (PEI) Spezialkunststoff
- für Thermodesinfektor und Autoklav
- auch für starkalkalische Lösungen geeignet
- minimalster Spülschatten durch bewussten Verzicht auf Silikonleisten im Tray
- Klammern statt herkömmlicher Gelenkscharniere für eine einfachere Reinigung des Trays

Instrument Trays for mechanical treatment ... safe and efficient!

- protects the delicate working tips of the instruments against damaging
- made of Ultem (PEI)
- for thermodisinfectant and autoclave
- also suited for strong alkaline solutions
- without silicone rails therefore almost no area left unwashed
- clamps instead of hinges for easy cleaning



[http://kkd-online.de/
KKD-SteWaFix.mp4](http://kkd-online.de/KKD-SteWaFix.mp4)



[http://kkd-online.de/
Verpackungstechniken.pdf](http://kkd-online.de/Verpackungstechniken.pdf)

**Passen in Aluminium- und
Edelstahl-Normtrays**
Suitable for aluminium- and
stainless steel normtrays

LARGE

**Geeignet für Instrumente
bis zu 172 mm Gesamtlänge**
for instruments up to a total
length of 172 mm

**Große Perforation /
Öffnungen für optimale
Reinigungsergebnisse**
Large perforations /
openings for optimal
cleaning

MEDIUM

SMALL




Das SteWaFix Multifunktionstray wurde als Normtrayeinsatz konzipiert, der aus zwei übereinander liegenden Instrumentenablagegabeln besteht. Der Normtrayeinsatz kann als Waschtray im Thermodesinfektor verwendet werden und ist autoklavierbar. Die Kunststoffausführung des Trays schützt die fragilen Instrumentenspitzen vor Beschädigungen. Die Instrumente liegen frei in Fixiermulden, was ein optimales Reinigungsergebnis garantiert. Die Trays können in handelsüblichen Sterilisationsfolien eingeschweißt werden.

The SteWaFix multifunctional tray has been designed as normtray insert, consisting of two instrument supports placed one above the other. This autoclavable normtray insert can be used as washtray in the thermodisinfectant. The plastic design of the tray protects the delicate working tips of the instruments against damaging. Instruments lie absolutely free therefore an optimal cleaning is guaranteed. Suitable for common sterilisation foils.

**KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+
LARGE**

Tray für bis zu 12 PA Instrumente und z.B. Bohrerständen, inkl. 10 Silikonstopper
Tray for up to 12 PA instruments or e.g. bur racks, incl. 10 silicone stoppers
Außenmaße/ outer dimensions
L x B/W x H: 278 x 180 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions
L x B/W x H: 270 x 172 x 29 mm

blau/ blue REF 11937
gelb/ yellow REF 11927
rot/ red REF 11917



**KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+
MEDIUM**


1/2 Tray für bis zu 9 PA Instrumente, inkl. 5 Silikonstopper
1/2 Tray for up to 9 PA instruments, incl. 5 silicone stoppers
Außenmaße/ outer dimensions
L x B/W x H: 180 x 136 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions
L x B/W x H: 172 x 128 x 29 mm

blau/ blue REF 11938
gelb/ yellow REF 11928
rot/ red REF 11918

**KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+
SMALL**



1/3 Tray für bis zu 5 PA Instrumenten
1/3 Tray for up to 5 PA instruments
Außenmaße/ outer dimensions
L x B/W x H: 180 x 92 x 34 mm
Innenmaße/ inner dimensions
L x B/W x H: 172 x 85 x 29 mm

blau/ blue REF 11939
gelb/ yellow REF 11929
rot/ red REF 11919



3 Farbvarianten ermöglichen ein Codiersystem nach Behandlungszimmern oder Einsatzgebiet.

Available in 3 colours for a colour coding system acc. to scope or treatment room.



Mit Hilfe der Silikonstopper können Kleinteilesiebe, Bohrerstände usw. bis zu einer Höhe von ca. 29 mm sicher in situ gehalten werden.

With the silicone stoppers small parts sieves, bur racks etc. up to a total height of approx. 29 mm can be hold in situ.

Das Ober- und Unterteil des Trays werden vor dem Waschvorgang im Thermodesinfektor mit zwei Halteklammern verbunden und fixiert.

Prior to the use in the thermodesinfektor the upper- and lower part of the tray are fixed with two metal clamps.

Ersatzteile/ spare parts:
Silikonstopper/ silicone stoppers
5 St./ pcs. REF 11941



Ersatzteile/ spare parts:
Halteklammern/ metal clamps
2 St./ pcs. REF 11942



Edelstahltrays / Stainless steel trays

KKD® Edelstahltrays mit Silikonschienen ermöglichen eine sichere Fixierung der Instrumente bei der maschinellen Aufbereitung. Die Trays können in handelsüblichen Sterilisationsfolien eingeschweißt werden.

Stainless steel trays with silicone rails for safe fixing of the instruments during mechanical treatment. Suitable for common sterilisation foils.



Instrumententray für 10 Instrumente – ideal für die individuelle Bestückung als Prophylaxe-, Parodontalchirurgie- oder Osteotomie-tray.
Instrument Tray for 10 instruments – ideal for individual assortments as prophylaxis-, periodontal surgery- or osteotomy tray.

Innenmaße/ inner dimensions:

180 x 130 x 25 mm

grün/ green

blau/ blue

REF 11990GR

REF 11990BL

Instrumententray für 5 Instrumente – ideal für die individuelle Bestückung als Prophylaxetray (PZR)

Instrument Tray for 5 instruments – ideal for individual assortments as prophylaxis tray (PZR).

Innenmaße/ inner dimensions:

180 x 60 x 25 mm

grün/ green

blau/ blue


REF 11993GR

REF 11993BL


Bohrständer/ Bur Racks

Geeignet für Thermo-desinfektor und Steri bis 134 °C


suitable for thermo-disinfectant and autoclave up to 134 °C




arretierbarer Sicherheitsbügel
safety bar can be locked in 3 positions



auch für Mundspiegel geeignet
also suitable for mouth mirrors






2 verschiedene Lochgrößen,
geeignet für FG und HP
2 different hole sizes,
suitable for FG and HP



in 3 Höhen
verstellbar
height-adjustable
in 3 levels



auch für Endo-Nadeln geeignet
also suitable for Endo needles



SteWaFix BurShelter „Standard“
Flexibler Bohrerständer für bis zu 16 rotierende Instrumente
Flexible bur rack for up to 16 rotating instruments

blau/ blue

REF 44060

grün/ green

REF 44061

grau/ grey

REF 44062

SteWaFix BurShelter „Junior“
Kleiner, robuster Bohrerständer für bis zu 9 FG Instrumente
Small and sturdy rack for up to 9 FG instruments

blau/ blue

REF 44080

grün/ green

REF 44081

grau/ grey

REF 44082

SteWaFix BurShelter „Cover“
Bohrerständer mit schwenkbarem, transparentem Deckel für bis zu 30 FG Instrumente
Bur rack with pivoted, transparent cover for up to 30 FG instruments

blau/ blue

REF 44070

grün/ green

REF 44071

grau/ grey

REF 44072

SteWaFix Bohrerständer/ SteWaFix bur racks


Ordnung und Sauberkeit mit System
Arrangement and cleanliness with system

- zur systematischen Ablage von bis zu 35 verschiedenen Instrumenten
- für verschiedene Durchmesser und Schäfte, wie z.B. HP, RA und FG geeignet
- Silikon-Basis autoklavierbar bis 134 °C
- for systematical storage of up to 35 different instruments
- suitable for different diameters and shanks, such as HP, RA and FG
- silicone base is autoclavable up to 134 °C

**Sicherer Halt für FG,
HP & RA Schaft**
safe grip of FG, HP &
RA shanks




REF 44031



REF 44032




REF 44021





REF 44020




REF 44011



REF 44010



REF 44016



REF 44015




REF 44026



REF 44025

Einzelteile/ individuals:



REF 44033

44012

44017

44022


44027



Deckel/ cover
nicht autoklavierbar/ not autoclavable

Höhe/ height 3,0 cm
REF 44050

Höhe/ height 5,5 cm
REF 44051



Reinigungslösungen | Cleaning agents

Ultraschall Reinigungskonzentrate | Ultrasonic Cleaning Concentrates

TOPDENT Blue Action



Sehr ergiebiges, universell verwendbares Ultraschall-Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Fetten und Ölen in Ultraschallgeräten mit und ohne Heizung.
Glanzaktivierend – nicht silikonisierend – hautschonend.
Very economical, universal ultrasonic cleaning concentrate for the removal of fat and grease in ultrasonic cleaning units with and without heating.
Self-glazing – non-silicating – non-harming to skin

(Konzentrat 1:20) 1 Liter Blue Action = 21 Liter Reinigungslösung
(concentrate 1:20) 1 litre Blue Action = 21 litres cleaning solution

1 Ltr. REF 07891
5 Ltr. REF 07892

TOPDENT Red Action



Effektives und leistungsstarkes Spezialkonzentrat für die Ultraschallreinigung im Dentallabor. Red Action entfernt Zahnstein, Raucherbeläge, Phosphatzemente und Flussmittelreste. Reinigt Gegenstände aus Edelstahl, Edelmetall, Kunststoff, Porzellan und Glas. Red Action verhält sich neutral zu Keramik. (Konzentrat 1:2)
Effective and efficient special concentrate for ultrasonic cleaning in the dental laboratory. Red Action removes tartar, tobacco stains, phosphate cements and residuals of dental fluxes. Cleans objects made of stainless steel, precious metal, plastic, porcelain and glass. Does not affect ceramics (concentrate 1:2)

1 Ltr. REF 07893
5 Ltr. REF 07894



KKD® QUICK-CLEANER

für Ultraschall- und Nadelreinigungsgeräte, z.B. Quick-Magic-Clean

- zur Entfernung von Flussmittel und Oxydschichten nach dem Löten
- zum Aufweichen von Zahnstein auf Spangen und Prothesen
- zum Unterwandern und Durchweichen von Naturgipse, Einbettmassen und Alginat
- frei von Phosphor und Salzsäure

for ultrasonic and needle cleaning devices, e.g. Quick-Magic-Clean

- for removing flux and oxide layers after soldering
- for softening tartar on braces and dentures
- for infiltrating and softening natural plasters, investments and alginates
- free of phosphorus and hydrochloric acid

Konzentrat 1:10/20 (je nach Verschmutzungsgrad)
Concentrate 1:10/20 (depending on degree of contamination)

1 Ltr. REF 27502

Reinigungsbürstchen | Cleaning brushes

rostfreier V2A Stahl!
stainless steel V2A!

KKD® Jiffy Brushes

Spezialreinigungsbürsten für Absaugkanülen mit extrem widerstandsfähigen Nylonborsten.

Die biegsamen Bürstengriffe aus rostfreiem V2A Stahl und der robuste Borstenbesatz ermöglichen eine effektive und gründliche Reinigung auch im starken Krümmungsbereich der Absaugkanülen!

Special cleaning brushes with extremely resistant nylon bristles, ideal for aspirators and ejectors. The bendable brush handles made of V2A stainless steel and the robust bristles allow an effective and efficient cleaning also in the extremely bent area of aspirators and ejectors!



big

6 St./ pcs.
Kopflänge/ head length:
70 mm – Ø 20 mm
REF 06278

für Prophylaxe- und
Universalabsaugkanülen
(Erwachsene & Kinder)
for prophylaxis- and universal
aspirators (adults & children)



L 25 cm



mini

12 St./ pcs.
Kopflänge/ head length:
45 mm – Ø 5 mm
REF 06277

für chirurgische Absaugkanülen (Ø > 2 mm)
for surgical aspirators (Ø > 2 mm)



L 22 cm



x-mini

12 St./ pcs.
Kopflänge/ head length:
30 mm – Ø 3 mm
REF 06279

für kleine chirurgische Absaugkanülen (Ø < 2 mm)
for small surgical aspirators (Ø < 2 mm)




L 15 cm



KKD® Syringe Brush

Reinigungsbürste für alle gängigen Abdruckspritzen.
Cleaning brush for all current impression syringes.

6 St./ pcs.
Kopflänge/ head length: 75 mm - Ø 13 mm
REF 00084



L 20 cm

Augen- & Gesichtsschutz | Eye- & face protection

KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „NEW STYLE“ Anti-Fog protection glasses

CE EN 166

Schutzbrille in modernem Design, farblose, beschlagfreie Polycarbonatscheibe mit UV-Schutz 400. Extrem leicht – 25 Gramm. Optische Güteklasse 1.
Safety glasses in modern design, clear fog-free polycarbonate lens with UV-filter 400.
Very lightweight – 25 grams. Optical quality class 1.

grün/ green
REF 11771

rot/ red
REF 11772

blau-grau/ blue-grey
REF 11770

13,5 cm

12,5 cm

small

transparent – rot/ clear – red
REF 44221



Information KKD Schutzbrillen/ Information KKD protection glasses:
Bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien Desinfektionsmitteln.
Bitte Packungsbeilage beachten! / Please note: disinfection only with
alcohol-free disinfectant! Please read enclosed package leaflet!

KKD® Anti-Fog Patienten-Schutzbrillen „NEW STYLE“ Anti-Fog protection glasses for patients

CE EN 166 / EN 172

Verringerung des Blendeffekts des OP-Lichtes.
UV-Schutz 400. Extrem leicht – 25 Gramm
Reduction of the dazzling effect of the operating light.
UV-filter 400. Very lightweight – 25 grams

rot/ red
REF 11769

grün/ green
REF 11768

13,5 cm

small

rauchgrau – rot
smoky grey – red
REF 44220

12,5 cm

KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „SUPER-FLEX CLICK“
Anti-Fog protection glasses

CE EN 166



mit einzigartigem
bruchstabilem
Nylon-Scharnier-System,
komplett metallfrei.
with unique, break resistant
nylon Clic system,
completely metal-free



blau/ blue
REF 11751



schwarz/ black
REF 11750

grün/ green
REF 11752

- modernes Design
- kratzfest
- beschlagfrei
- extrem flexibel

- modern design
- scratch resistant
- fog-free
- extremely flexible


KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „SUPER-FLEX STANDARD small“
Anti-Fog protection glasses

CE EN 166



blau/ blue
REF 11756

schwarz/ black
REF 11755



mit Schraubcharnier
with screw hinges



grün/ green
REF 11757




Information KKD Schutzbrillen/ Information KKD protection glasses:
Bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien Desinfektionsmitteln.
Bitte Packungsbeilage beachten!// Please note: disinfection only with
alcohol-free disinfectant! Please read enclosed package leaflet!

KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „UNIVERSAL“ Anti-Fog protection glasses

CE EN 166

Schutzbrille aus Polycarbonat, auch geeignet für Korrekturbrillenträger. Mit Seiten- und Augenbrauenschutz. Optische Güteklasse 1.
Safety glasses made of polycarbonate, also convenient for wearer of corrective glasses. With side- and eyebrow protection.
Optical quality class 1.



weiß/ white
REF 11780



blau/ blue
REF 11781



purpur/ purple
REF 11783



gelb/ yellow
REF 11784



rot/ red
REF 11782



klar/ clear
REF 11785



**Für Korrekturbrillen
bis 13,5 cm Breite/
for corrective glasses
up to 13.5 cm**

Hinweise zum Datenschutz | Data protection notes

Die Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie auf unserer Website www.kkd-online.de unter Datenschutz.

Sollten Sie zukünftig keine Informationen oder Kataloge mehr von uns wünschen, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht an info@kkd-topdent.de oder an unsere Postadresse:

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH,
Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen / Jagst

The information on the processing of your personal data in accordance with Article 13 DSGVO is available on our website at www.kkdd-online.de -> „Privacy Policy“.

Should you no longer wish to receive information or catalogues from us in the future, please send us a short message to info@kkd-topdent.de or our postal address:

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH,
Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen / Jagst, Germany

KKD® Anti-Fog Polymerisationslicht-Schutzbrillen UV-polymerisation light-protection glasses

CE EN 166

Reduktion der UV-Strahlen zu 100 % und Ausfiltrierung des Blaulichtanteils zu 98 %.
UV-radiations are filtered out up to 100 % and blue light up to 98 %.

KKD® Retina Anti-Fog UV-Schutzbrille „UNIVERSAL“ UV-protection glasses

REF 11786



KKD® Anti-Fog UV-Schutzbrille „NEW STYLE“ UV-protection glasses

REF 11775



Augenschutz | Eye protection

- ultraleicht
- angenehm zu tragen
- Bügel wieder-
verwendbar

- ultra lightweight
- comfortable wearing
- reusable



Pkg. mit 10 Bügeln farbig
sortiert und 10 Folien
pkg. with 10 frames
assorted and 10 foils
REF 11760

Gesichtsschutz | Face protection

- ultraleicht
- kratzfest
- optimaler Schutz
für Augen, Nase,
Mund
- Bügel wieder-
verwendbar

- ultra lightweight
- scratch-resistant
- optimal protection
for eyes, nose and
mouth
- frame reusable



Pkg. mit blauem oder weißem Bügel (je nach Verfügbarkeit) und
6 Schutzschilde
pkg. with blue or white frame (depending on availability) and
6 shields
REF 11765

6 Schutzschilde/ 6 shields
REF 11766

KKD® Antibeschlaggel/ KKD® Anti-fog gel

Zur Erhöhung und Erhaltung des Beschlagschutzes
bei Korrektur- und Anti-fog Schutzbrillen nach der
Desinfektion. Für Glas, Plastik, Visiere, Lupen etc.
For increasing and maintaining the anti-fog coating of
corrective- and Anti-fog protection glasses. For glass,
plastics, visors, magnifiers etc.


25 ml

REF 00775



Information KKD Schutzbrillen
Information KKD protection glasses:
Bitte beachten: Desinfektion nur mit
alkoholfreien Desinfektionsmitteln.
Bitte Packungsbeilage beachten!
Please note: disinfection only with
alcohol-free disinfectant! Please read
enclosed package leaflet!

Studienmodell | Study Model




Zahnmodell für die Patientenberatung/ Teethmodel for patient demonstration

- Hochwertiges, transparentes Schaummodell für Zahnkrankheiten
- Darstellung von Krankheitsverläufen kariöser Defekte
- Implantatarbeiten mit Aufbau: Brücken, Kronen und Inlays
- Extraktion von Zahn 12
- Pulpagangrän mit Zyste
- Zahnhalskaries
- Weisheitszähne
- Komplette Bezahnung des Ober- und Unterkiefers in einem Klipp-Artikulator

- High-quality, transparent demonstration model for dental diseases
- Presentation of disease progression of carious defects
- implants: crowns, bridges and inlays
- extraction of tooth 12
- pulp gangrene with cyst
- cervical caries
- wisdom teeth
- complete dentition of upper- and lower jaw in a clip articulator

REF 09445




KKD® RWT® COLOR


Röntgenhaltersysteme für die Rechtwinkel-/Paralleltechnik
X-ray Holder systems for the Right angle-/Paralleling Technique



**Weiterentwickelte
Fixierlippe: Folien und
Filme werden noch
schonender in Position
gehalten.**
 Enhanced clamping
part: image plates and
films are gently hold in
position.



**Das neue Lochdesign erlaubt ein noch
einfacheres Aufstecken und Lösen der
Bißplatten von der Führungsstange.**
 The new design of holes enables an even
easier attaching and separating of the bite
blocks to/from the indicator arm.



Rückseite mit Größen-Beschriftung.
 On the back appropriate sizes are indicated.

Abgerundete Form mit weniger Kanten.
 Blocks are more rounded, hence less edges.

DESIGN AT ITS BEST!

Seiten/ pages 10–20


Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Kentzler-Kaschner Dental GmbH

General terms and conditions (GTC) of the Kentzler-Kaschner Dental GmbH



Die Ausgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen steht allen Geschäftsfreunden und Vertragspartnern unseres Hauses stets zur Verfügung. Alle Vertragsbeziehungen unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf die wir ausdrücklich hinweisen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache mit Hilfe folgender QR-Codes eingesehen werden:



<https://kkd-online.de/de/agbs>


Alternativ können Sie uns auch per e-Mail oder Anruf mit der Zusendung der AGBs beauftragen.

Unsere Kontaktdaten/ Our contact details:

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
D-73479 Ellwangen/Jagst
☎ +49 (7961) 9073-0
☎ +49 (7961) 52031
✉ info@kkd-topdent.de

The edition of the General Terms and Conditions is always available to all business friends and contractual partners of our company. All contractual relationships are subject to our General Terms and Conditions, to which we explicitly refer.

Our General Terms and Conditions can be viewed in German and English with the help of the following QR codes:



<https://kkd-online.de/en/gtc>

Alternatively, you can also request us to send you the GTCs via e-mail or phone call.

Unsere Kataloge finden Sie stets aktuell als Blätterkataloge auf unserer Homepage

You will find our catalogues always up to date as flip catalogues on our homepage



<https://kkd-online.de/de/produkte/kkd>



<https://kkd-online.de/de/produkte/topdent>