

# TOPDENT „CROWN GRIP“

## KRONENHALTER/ CROWN HOLDER



**Selbstspreizend durch  
innenliegende Doppelfeder**  
self-expanding due to inside  
double-spring

**Spezialdiamantierter  
Instrumentenkopf**  
instrument tips with special  
diamond coating

Ideales Positionierungs-, Fixier- und Ablageinstrument für sämtliche Kronen und Brückenarbeiten. Kronen bzw. Brücken werden ohne Schraubspannung und ohne Klemmraster nur durch den Federdruck gehalten.

- Ideales Halteinstrument zur Farbbestimmung bei der Rohbrandeinprobe
- Erschütterungsfreies Ablegen von Kronen und Brücken auf dem Brenngutträger
- Sicheres Fixieren von Zirkonoxidkonstruktionen

Ideal instrument for positioning and safe holding of all types of crown- and bridge works. No screw-mounting, nor clamps - just spring pressure holds crowns and bridges safely

- ideal holding instrument during colour matching
- vibration-free positioning of crowns and bridges onto firing trays
- safe fixation of zirconium oxide constructions

REF 23012



**Anwendungsvideo**  
„How to use“ video  
[www.youtube.com/  
watch?v=Vw0MRtwadH4](https://www.youtube.com/watch?v=Vw0MRtwadH4)

Gemeinsam für gesunde Zähne  
Together for healthy teeth

[www.kkd-topdent.de](http://www.kkd-topdent.de)

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH  
Geschäftsbereich TOPDENT  
Mühlgraben 36  
73479 Ellwangen/Jagst  
Telefon: +49 (7961) 9126-0  
Fax: +49 (7961) 52031  
e-Mail: [info@kkd-topdent.de](mailto:info@kkd-topdent.de)



07.02.2022 / M230704