

TOPDENT TELESKOPZANGEN

MIT DIAMANTIERTEN ARBEITSSPITZEN, NACH BÖHME „FLIPPER“

TELESCOPE PLIERS

WITH DIAMOND COATED TIPS, TYPE BOEHME „FLIPPER“



Standard
REF 13988



schmal-lang, für den
Frontzahnbereich OK/UK
small-long, for anterior region
REF 13988L



kurz-breit z.B. für
den Molarenbereich/
short e.g. for molars
REF 13988K



- Diamantbeschichtung 126 my – Schichtstärke 15/100
- perfekte Haftkraft an den Innenteleskopen durch optimale Geometrie
- die Teleskopzangen fixieren das Primärteil fest und sicher, so dass sich das Sekundärteil problemlos abziehen lässt
- diamond coating 126 my – coating thickness 15/100
- excellent adhesion on the inner telescopes due to its optimum geometry
- the primary crown is firmly fixed, therefore the secondary crown can be easily removed

L: ca./ approx. 13 cm