

TOPDENT „WHEELS“

IMPRÄGNIERTE POLIERRÄDER IMPREGNATED POLISHING WHEELS

TOPDENT Orange Wheel
Vorpulitur/ Pre-polishing

TOPDENT Pink Wheel
Hochglanzpolitur/ High gloss polishing

Imprägnierte Polierräder für die Bearbeitung
von harten Kunststoffoberflächen.

- Hochglanzpolitur ohne Schmelzeffekte

Impregnated polishing wheels for high
lustre on hard acrylic surfaces.

- High-lustre without melting effects

○ 5.000 – 10.000 min⁻¹



22 x 3 mm
Vorpulitur/
Pre-polishing
10 St./ pcs. REF 22459



22 x 3 mm
Hochglanzpolitur/
High gloss polishing
10 St./ pcs. REF 22458



Anwendungsvideo

„How to use“ video

[www.youtube.com/
watch?v=B79pfwog4DI](https://www.youtube.com/watch?v=B79pfwog4DI)

Poliersystem/ Polishing system

für die Kunststoffbearbeitung/
for denture acrylics

7-teilig für das Handstück/
7 instruments HP

REF 22450S



Gemeinsam für gesunde Zähne
Together for healthy teeth

www.kkd-topdent.de

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Geschäftsbereich TOPDENT
Mühlgraben 36
D-73479 Ellwangen/Jagst
Telefon: +49 (7961) 91 26-0
Fax: +49 (7961) 5 20 31
info@kkd-topdent.de

