

DuraClean²™

Spezialreiniger für CLEARsplint® Versorgungen und Labtec Kunststoffe – **vom Hersteller empfohlen!**

Special cleaning agent for CLEARsplint® nightguards and interims, as well as Labtec denture materials - recommended by the manufacturer!

Set Reinigungsmittel (170 g) mit Dose und Bürste REF 261705

Set cleaning powder (170 g) with box and brush

Eco-Kit (6 Sets) REF 261685

Reinigungsmittel/ cleaning powder 170 g REF 26171

Eco-Kit Pulver/ cleaning powder (6 Dosen) REF 261755

Reinigungsbürste/ cleaning brush REF 26172

Reinigungsdose/ cleaning box REF 26173



Aufgrund der hohen Abrasivität von Zahncremes ergibt sich bei längerem Gebrauch der negative Effekt der optischen Beeinträchtigung (Grauschleier) einer hochästhetischen klaren CLEARsplint® Premium-Aufbissschiene!


Due to the high abrasive effect of tooth pastes their permanent use may result in optical impairments (grey shadows) of your highly aesthetic transparent CLEARsplint® premium splint.

Aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. Prothesenreiniger dürfen bei CLEARsplint® Premium-Aufbissschienen prinzipiell nicht verwendet werden!

Aggressive cleaning agents, such as denture cleaners must not be used with CLEARsplint® premium splint at all.

Reinigung mit Zahnbürste und Zahnpasta

Cleaning with tooth brush and paste



Bereits nach kurzer Zeit ist die Oberfläche zerkratzt und matt.

After relatively short time surface is scratched and matt.

Reinigung mit DuraClean²

Cleaning with DuraClean²



Auch nach mehrmaliger regelmäßiger Reinigung bleibt die Oberfläche unbeschädigt und klar.

Even after repeated cleaning surface stays clear and undamaged.

